

MASÁŽNA PIŠTOĽ RELAX

Model: RC-MG-030

NÁVOD NA POUŽITIE

Ďakujeme za zakúpenie nášho produktu. Pred použitím tohto produktu si prosím pozorne prečítajte túto príručku a postupujte podľa pokynov. Príručku uchovajte aj pre prípadné ďalšie nahliadnutie.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

**PRE ZNÍŽENIE RIZIKA ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM, POŽIAROM A ZRANENIA OSÔB.
TENTO VÝROBOK MUSÍ BYŤ POUŽÍVANÝ V SÚLADE S NASLEDUJÚCIMI POKYNMI.**

1. Používajte iba podľa týchto pokynov. Nie je určené pre deti.
2. Udržujte miesto masáže čisté a dobre osvetlené.
3. Nepoužívajte masážne zariadenie vo výbušnom prostredí, napríklad v prítomnosti horľavých kvapalín, plynov alebo prachu.
4. Masážne zariadenie môže vytvoriť iskry, ktoré môžu zapáliť prach alebo výpary.
5. Počas obsluhy masážneho zariadenia držte deti a ostatné osoby okolo seba z dosahu. Rozptýlenie vašej pozornosti môže spôsobiť stratu kontroly nad obsluhou pištole.
6. Buďte opatrní, sledujte, čo robíte a pri práci s masážnym zariadením používajte zdravý rozum. Nepoužívajte masážnu pištoľ, keď ste unavení alebo pod vplyvom drog, alkoholu alebo liekov. Okamih nepozornosti pri používaní masážnej pištole môže spôsobiť vážne zranenie.
7. Zabráňte neúmyselnému spusteniu. Pred pripojením k masážnej batérii alebo pri prenose zariadenia sa uistite, že je vypínač vo vypnutej polohe. Prenos masážnej pištole s prstom na vypínači alebo s aktívnou masážnou pištoľou, ktorá je zapnutá, spôsobuje nehody.
8. Neponárajte do vody a nedovoľte, aby voda vnikla do ventilačných otvorov masážnej pištole.
9. Pri používaní vždy udržiavajte správnu polohu a rovnováhu. To umožňuje lepšie ovládanie masážnej pištole v neočakávaných situáciách.
10. Masážnu pištoľ nabíjajte iba priloženou nabíjačkou, ktorá je súčasťou balenia.
11. Nenoste voľné oblečenie alebo šperky. Vlasy, odev a rukavice udržiavajte mimo dosahu pohyblivých častí. Pohyblivé časti môžu zachytiť voľné oblečenie, šperky alebo dlhé vlasy.
12. Pred každým použitím zariadenie a batériu starostlivo skontrolujte.
13. Na masážnu pištoľ netlačte. Pre aplikáciu použite správny nadstavec.
14. Nepoužívajte masážnu pištoľ, ak je spínač nefunkčný. Ak sa pištoľ nedá ovládať spínačom, stáva sa nebezpečnou a je nutné ju opraviť.
15. Pred akýmkoľvek nastavením, výmenou príslušenstva alebo uskladnením masážnej pištole skontrolujte, či je spínač ON / OFF vypnutý. Toto preventívne opatrenie znižuje riziko náhodného spustenia masážnej pištole.
16. Masážnu pištoľ uchovávajte mimo dosahu detí a nedovoľte osobám, ktoré nie sú s masážnou pištoľou alebo s týmito pokynmi oboznámené, aby ju obsluhovali. Masážna pištoľ sa môže stať nebezpečnou v rukách osoby, ktorá nie je dostatočne oboznámená s jej obsluhou.
17. Masážnu pištoľ a príslušenstvo používajte v súlade s týmito pokynmi. Použitie masážnej pištole na iné úkony, ako je určená, môže byť nebezpečné.

VAROVANIA A UPOZORNENIA

1. Neponárajte výrobok do vody. Chráňte ho pred tekutinami alebo zdrojmi tepla. Udržujte ventilačné otvory mimo prachu a nečistôt.
2. Neodstraňujte skrutky ani sa nepokúšajte zariadenie rozoberať.
3. Nepracujte nepretržite dlhšie ako jednu hodinu. Pred opätovným použitím nechajte zariadenie 30 minút odpočívať.
4. Po nabíjaní alebo pred použitím odpojte nabíjačku.
5. Len pre dospelých. Nepoužívajte zariadenie na zranené miesta. Pred použitím tohto zariadenia sa poraďte so svojím praktickým lekárom.

Masážna pištoľ je prenosné dobíjacie vibračné zariadenie. Po intenzívnom cvičení môže účinne zmierniť bolesť spôsobenú hromadením kyseliny mliečnej a zmierniť bolesť svalov u ležiacich osôb.

Balenie obsahuje:

1x kufrík, 1x masážna pištoľ; 6x masážny nadstavec; 1x nabíjačka, 6 x náhradné tesnenie

TECHNICKÉ PARAMETRE

Model	RC-MG-030
Príkon	max. 20 W
Otáčky motora	1200 - 3300 RPM
Hlučnosť	50 dB
Rýchlosť	Nastavenie rýchlosti 1 - 20
Kapacita batérie	2000 mAh
Menovité napätie	16,8 V
Menovitá frekvencia	20 - 58 Hz
Batéria	odnímateľná
Prevádzková doba	2-5 h (v závislosti od rýchlosti)
Doba nabíjania	5-6 h
Masážne hlavice	6 ks
Hlavný materiál	ABS a silikón
G. W / N. W	1260G / 890g
Veľkosť produktu	25,2 x 7,5 x 24,5 cm

ŠPECIFIKÁCIA



Pred prvým použitím batériu úplne nabite.



Pokiaľ chcete batériu vybrať, uvoľnite ju stlačením tlačidla (viď. obrázok) a ťahom vyberte. Pri vkladaní dbajte na to, aby bol v zákryte výrez v tele príruby s výstupkom na tele batérie.

PREVÁDZKA

1. Zapnite hlavný vypínač v spodnej časti masážnej pištole. Svetelná dióda v spodnej časti rukoväte pištole sa rozsvieti na zeleno. Pištoľ je pripravená na použitie.
2. Stlačte tlačidlo ON / OFF a masážna pištoľ sa zapne.
3. Stlačením tlačidiel + a - upravte podľa potreby rýchlosť vibrácií masážnej pištole.
4. Ak je kapacita menšia ako 20 %, svetelná dióda v spodnej časti masážnej pištole svieti na červeno; ak je energia menšia ako 10 %, na displeji sa zobrazí E1, je potrebné masážnu pištoľ okamžite nabiť.
5. Keď je batéria plne nabitá, svetelná dióda v spodnej časti masážnej pištole zmení farbu z červenej na zelenú.
6. Ak chcete vybrať batériu, stlačte palcom tlačidlo na uvoľnenie batérie. Druhou rukou vytiahnite batériu smerom nadol.

MASÁŽNE HLAVICE – POUŽITIE

Okrúhla hlavica

Vhodná na masáž všetkých svalov a tiež na uvoľnenie svalov pred a po cvičení.



Palcová hlavica

Vhodná na chodidlá a dlane. Je malá, ale dokáže vyvinúť veľkú energiu.



Hlavica v tvare U

Vhodná na svaly na oboch stranách chrbtice. Hlavica v tvare U sa vyhýba chrbtici a krčným stavcom (nedá sa použiť priamo na chrbticu a krčné stavce, môže to spôsobiť fyzické poškodenie).



Oblúková hlavica

Jedná sa o kruhový oblúk v tvare, ktorý je vhodný na masáž stehenných svalov.



Plochá hlavica

Vhodná na masáž citlivých a kostnatých miest.



Hlavica v tvare „hríbik“

Vhodná na väčšinu častí tela, pre jemnú masáž stuhnutých partií.



NABÍJANIE

1. Pred prvým použitím batériu plne nabite, nabíjajte po dobu až 6 hodín.
2. Na nabíjanie batérie použite iba dodaný originálny adaptér.
3. Blikajúce svetlá znamenajú, že sa batéria nabíja.
4. Kontrolky LED prestanú blikať a zostanú svietiť, čo znamená, že je batéria plne nabitá.
5. Batériu možno dobiť kedykoľvek na ľubovoľnú úroveň.
6. Ak sa kontrolka LED rozsvieti na červeno, musíte batériu nabiť.
7. Priemerná doba chodu je 2 a viac hodín v závislosti na úrovni rýchlosti vibrácií a tlaku vyvíjanom počas používania.

ÚDRŽBA, ČISTENIE A SKLADOVANIE

1. Utrite suchou handričkou.
2. Skladujte v dodanom obale na suchom mieste.
3. Udržujte ventilačné otvory motora čisté.
4. Udržujte všetky ovládacie prvky bez prachu.
5. Na čistenie zariadenia nikdy nepoužívajte vodu ani chemické čistiace prostriedky.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Informácie k likvidácii elektrických a elektronických zariadení.

Po uplynutí doby životnosti prístroja alebo v okamihu, kedy by oprava bola neekonomická, produkt nevyhadzujte do bežného odpadu. Za účelom správnej likvidácie výrobok odovzdajte na určených zberných miestach, kde bude prijatý zdarma. Správnu likvidáciu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

Batérie nevyhadzujte do bežného odpadu, ale odovzdajte na miesta zaistujúce recykláciu batérií.

Servis

V prípade, že po zakúpení výrobku zistíte akúkoľvek chybu, kontaktujte servisné oddelenie. Pri používaní výrobku sa riadte pokynmi uvedenými v priloženom návode na použitie. Reklamácia nebude uznaná, pokiaľ ste výrobok pozmennili alebo ste sa neriadili pokynmi uvedenými v návode na použitie.

Záruka sa nevzťahuje

- na prirodzené opotrebovanie funkčných častí výrobku v dôsledku jeho používania
- na servisné zásahy súvisiace so štandardnou údržbou výrobku (napr. čistenie, výmena dielov podliehajúcich bežnému opotrebovaniu ...)
- na závady spôsobené vonkajšími vplyvmi (napr. klimatickými podmienkami, prašnosťou, nevhodným používaním a pod.)
- na mechanické poškodenie v dôsledku pádu výrobku, nárazu, úderu a pod.
- na škody vzniknuté neodborným zaobchádzaním, preťažením, použitím nesprávnych dielov, nevhodného príslušenstva alebo nástrojov a pod.

Dodávateľ si vyhradzuje právo na prípadné zmeny v návode na používanie a neručí za možné tlačové chyby. Vyobrazenie a popis sa môžu líšiť od skutočnosti v závislosti od modelu.

U reklamovaných výrobkov, ktoré neboli správne zabezpečené proti mechanickému poškodeniu pri preprave nesie riziko prípadnej škody výhradne majiteľ.